

## **AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL MICROPROCESSADA**

### **APRESENTAÇÃO**

A Autoclave Tipo Horizontal Marca SERCON, Modelo HS-Microprocessada está localizada na Unidade Laboratorial de Referência para Imunobiológicos e Insumos – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade Animal.



### **A QUEM SE DESTINA**

Pesquisadores, Alunos e Pessoal de Apoio do Instituto Biológico, bem como para outras entidades de ensino e pesquisa. É apropriado para esterilização de vidrarias, reagentes, meios de cultura e produtos imunobiológicos.

### **EQUIPAMENTO E PROJETO**

A Autoclave Tipo Horizontal Microprocessada assim como seus acessórios foram adquiridos com apoio da FAPESP – processo n. 04/08913-6 (PROEM)

## **RESPONSÁVEL PELO PROJETO**

Profa. Dra. Josete Garcia Bersano  
Email: bersano@biologico.sp.gov.br

## **AGENDAMENTO DE HORÁRIO**

O agendamento deverá ser feito por e-mail ou telefone com:  
Assistente Técnico Ricardo Spacagna Jordão  
E-mail: jordao@biologico.sp.gov.br  
Telefone: 5087-1776

## **REGRAS DE UTILIZAÇÃO**

O equipamento ficará disponível para uso de segunda a sexta feira das 12:00h às 16:00h. O usuário que agendar o horário será o responsável pelo bom uso do equipamento conforme instruções durante o treinamento. O POP situado ao lado do equipamento deverá ser observado para sua utilização.

## **LOCALIZAÇÃO**

Unidade Laboratorial de Referência para Imunobiológicos e Insumos  
Centro e Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade Animal  
Instituto Biológico  
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252  
Vila Mariana, São Paulo/SP  
CEP 04014-002